

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sin3A Per Wb - Q96St3

Numero articolo: CM0019589

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il corepressore trascrizionale umano Sin3A, validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva le proteine umane, murine e di ratto. Adatto per lo studio della repressione trascrizionale e dei ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Sin3A pAb di coniglio
Note/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	25942
ID del gene	25942
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-120 della Sin3A umana (NP_056292.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96ST3
Peso della proteina	145 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante