

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sipa1 Per Wb Ed Elisa - Q96Fs4

Numero articolo: CM0016221

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SIPA1 per applicazioni di western blot ed ELISA. Rileva SIPA1 umano e murino (p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4), immunogeno corrispondente agli amminoacidi 763-1042.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIPA1 Rabbit pAb
Note/Alias	SPA1; SIPA1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	6494
ID del gene	6494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 763-1042 di SIPA1 umano (NP_694985.29).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q96FS4
Peso della proteina	112 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio