

Anticorpo Policlonale Anti-Sirt1 Per Wb, Elisa - Q923E4

Numero articolo: CM0028493

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIRT1 (Sir2) di topo, validato per WB e ELISA. Deacetilasi NAD-dipendente coinvolta nel metabolismo, nell'invecchiamento, nell'apoptosi e nei ritmi circadiani. Ideale per la ricerca epigenetica e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIRT1 Rabbit pAb
Note/Alias	Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha
Specie	Topo
GeneID (umano)	23411
GeneID	93759
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 638-737 della SIRT1 di topo (NP_062786.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q923E4
Peso proteico	80 kDa/60 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio