

Anticorpo Policlonale Anti-Sirt1 Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Numero articolo: CM0014944



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per SIRT1 umano, validato per WB, IP, IHC-P e ELISA. Adatto per studi su apoptosi, metabolismo e regolazione della cromatina. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIRT1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23411
GeneID	23411
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 448-747 di SIRT1 umano (NP_036370.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96EB6
Peso proteico	82 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio