

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sirt1 (Convalidato Ko) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Numero articolo: CM0003213



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro SIRT1 umano, convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della deacetilazione NAD-dipendente, apoptosi, metabolismo, riparazione del DNA e regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] SIRT1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6772
ID gene	23411
Immunogeno	Pepitide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q96EB6
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio