

Anticorpo Policlonale Anti-Sirt2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8IXJ6

Numero articolo: CM0017625



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SIRT2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della deacetilazione, del ciclo cellulare e della biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIRT2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22933
GeneID	22933
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-350 di SIRT2 umano (NP_036369.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IXJ6
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio