

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sirt2 Per Wb, Elisa - Q8IXJ6

Numero articolo: CM0009545



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio di alta qualità targeting SIRT2 umano (sirtuina-2 deacetilasi NAD-dipendente). Convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Ideale per studi sul ciclo cellulare, epigenetica e soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIRT2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Specie	Umana
GeneID	22933
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della proteina SIRT2 umana (Q8IXJ6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8IXJ6
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio