

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sirt2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixxj6

Numero articolo: CM0005363



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SIRT2 (sirtuina-2 deacetilasi dipendente da NAD), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva SIRT2 umano, murino e ratto. Adatto per ricerche sul ciclo cellulare, mitosi e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SIRT2 Coniglio mAb
Note/Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	22933
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 281-380 della SIRT2 umana (NP_036369.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IXJ6
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio