

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sirt2 (Pab) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8lxj6

Numero articolo: CM0017735



introduzione

SIRT2 pAb di coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Bersaglia la SIRT2 umana (deacetilasi NAD-dipendente) coinvolta nel ciclo cellulare, nell'autofagia e nella dinamica dei microtubuli. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIRT2 pAb di coniglio
Note / Alias	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	22933
ID gene	22933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-350 della SIRT2 umana (NP_036369.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IXJ6
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio