

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sirt3 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Numero articolo: CM0003958



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SIRT3 ad alta specificità, validato KO, per WB, IHC-P, IP, ELISA. Si rivolge a SIRT3 umano e ratto, una deacetilasi proteica dipendente da NAD mitocondriale che regola il metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] SIRT3 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	SIR2L3; T3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23410
ID Gene	23410
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 300-399 di SIRT3 umano (NP_036371.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NTG7
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio