

Anti-Sirt3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Numero articolo: CM0029761



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIRT3 umano (SIR2L3), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva SIRT3 umano, murino, ratto, una deacetilasi mitocondriale dipendente da NAD coinvolta nel metabolismo e nella risposta allo stress. Ideale per la ricerca sul metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SIRT3 Coniglio pAb
Note/Alias	SIR2L3; SIRT3
Specie	Umano
Gene ID	23410 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 388-399 di SIRT3 umano (NP_036371.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio