

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sirt3 [Validato Ko] Per Wb E Elisa - Q9Ntg7

Numero articolo: CM0029154



introduzione

[Validato KO] Anticorpo policlonale coniglio SIRT3 per applicazioni Western blot e ELISA. Validato nell'uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione della deacetilasi mitocondriale e del metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] SIRT3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SIR2L3; T3
Specie	Umano
GeneID	23410
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 299-399 di SIRT3 umano (NP_036371.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NTG7
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio