

Anticorpo Policlonale Anti-Sirt4 Per If/Icc, Elisa - Q9Y6E7

Numero articolo: CM0014188

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio SIRT4 (Q9Y6E7) validato per IF/ICC ed ELISA. Mira alla SIRT4 umana, una sirtuina mitocondriale coinvolta nel metabolismo, nella soppressione tumorale e nella risposta al danno al DNA. Ideale per la ricerca in oncologia e sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SIRT4
Note/Alias	SIR2L4; SIRT4
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	23409
ID Gene	23409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della SIRT4 umana (NP_036372.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9Y6E7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio