


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sirt5 Per Wb Ed Elisa - Q9Nxa8

Numero articolo: CM0007663



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro SIRT5 umano (SIR2L5), validato per WB ed ELISA. Riconosce SIRT5 umano, di topo e di ratto; ideale per studiare l'attività deacilasica e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio SIRT5
Note/Alias	SIR2L5; SIRT5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23408
GeneID	23408
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-310 di SIRT5 umano (NP_036373.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NXA8
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio