

## Anticorpo Policlonale Anti-Sirt5 Di Coniglio (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q9Nxa8

Numero articolo: CM0029541



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SIRT5 validato KO per WB e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Esplora le funzioni di deacilasi mitocondriale nella ricerca sul metabolismo e sull'invecchiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [Validato KO] SIRT5 Rabbit pAb                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | SIR2L5; T5                                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)     | 23408                                                                                                                         |
| ID Gene             | 23408                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 37-310 di SIRT5 umano (NP_036373.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q9NXA8                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |