

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sirt5 (Sir2L5) Per Wb, Elisa - Q9Nxa8

Numero articolo: CM0022854



introduzione

SIRT5 pAb di coniglio, validato per WB ed ELISA, riconosce la SIRT5 umana (SIR2L5), una desuccinilasi e demalonilasi mitocondriale NAD-dipendente coinvolta nel metabolismo. Ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIRT5 pAb di coniglio
Note/Alias	SIR2L5; SIRT5
Specie	Umana
ID Gene	23408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 216-310 della SIRT5 umana (NP_036373.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NXA8
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio