


Anticorpo Monoclonale Anti-Sirt6 Per Wb, Elisa - Q8N6T7

Numero articolo: CM0010072



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SIRT6 umano, validato per Western blot ed ELISA. Indicato per la ricerca sulla riparazione del DNA, l'invecchiamento, il metabolismo e il cancro. Riconosce SIRT6 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] SIRT6 Rabbit mAb
Note/alias	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Specie	Umano
GeneID (umano)	51548
GeneID	51548
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 256-355 di SIRT6 umano (Q8N6T7).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N6T7
Peso della proteina	36 kDa/39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante