


Anticorpo Policlonale Anti-Sirt6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Numero articolo: CM0021135



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SIRT6 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del danno al DNA, sul metabolismo e sull'invecchiamento. SWISS: Q8N6T7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SIRT6 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51548
GeneID	51548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-355 di SIRT6 umano (NP_057623.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6T7
Peso Proteico	36 kDa/39 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio