


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sirt6 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Numero articolo: CM0011169



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità che bersaglia SIRT6 umano (SIR2L6/hSIRT6). Validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca su riparazione del DNA, metabolismo e invecchiamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIRT6 Rabbit mAb
Note/Alias	SIR2L6; hSIRT6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51548
GeneID	51548
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-355 di SIRT6 umano (NP_057623.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6T7
Peso proteico	36 kDa/39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio