

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sirt7 Per Wb, Elisa - Q9Nrc8

Numero articolo: CM0006815



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SIRT7 validato per WB ed ELISA. Rileva la SIRT7 umana con cross-reattività verso il topo. Bersaglia la deacetilasi NAD-dipendente coinvolta nella regolazione della cromatina e nella trascrizione. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SIRT7
Note/Alias	SIR2L7; SIRT7
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51547
ID Gene	51547
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 301-400 della SIRT7 umana (NP_057622.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo
SWISS	Q9NRC8
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio