

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Siva1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15304

Numero articolo: CM0027097

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-SIVA1 validato per WB, IHC-P, ELISA in campioni umani e di topo. Bersaglia la proteina regolatrice dell'apoptosi Siva. Ideale per studi sull'apoptosi e sulla segnalazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIVA1 Rabbit pAb
Note / Alias	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
Specie	Umana
GenelD (umano)	10572
GenelD	10572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 della proteina SIVA1 umana (NP_068355.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	O15304
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio