

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Six1 Per Wb E Elisa - Q15475

Numero articolo: CM0016591



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina SIX1 umana (homeobox protein SIX1). Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con uomo e topo. Adatto per studi sullo sviluppo embrionale, la miogenesi e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SIX1 Rabbit pAb
Note/Alias	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6495
GeneID	6495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-270 di SIX1 umano (NP_005973.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15475
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio