

Anticorpo Policlonale Anti-Six2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Npc8

Numero articolo: CM0027909

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIX2, validato per WB ed ELISA con reattività su umano e ratto. SIX2 è un fattore di trascrizione cruciale per lo sviluppo del rene, delle strutture cranio-facciali e dello stomaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIX2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SIX2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10736
ID Gene	10736
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-174 del SIX2 umano (NP_058628.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NPC8
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio