

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Six3 Per Wb Ed Elisa - 095343

Numero articolo: CM0018969

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIX3 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare lo sviluppo del prosencefalo, la formazione dell'occhio e l'oloprosencefalia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SIX3 Rabbit pAb
Note/Alias	HPE2; SIX3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6496
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095343
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio