

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Six5 Per Wb, Elisa - Q8N196

Numero articolo: CM0021784

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SIX5 umano (BOR2/DMAHP). Validato per Western blot ed ELISA con reattività crociata con topo e ratto. Ha come bersaglio un fattore di trascrizione coinvolto nell'organogenesi e nello sviluppo della retina. Esclusivamente per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SIX5 Rabbit pAb
Note/alias	BOR2, DMAHP, SIX5
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	147912
ID del gene	147912
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-170 di SIX5 umano (NP_787071.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q8N196
peso molecolare della proteina	75 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante