

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Skap2 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Numero articolo: CM0015261



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SKAP2 umano, una fosfoproteina associata alla chinasi Src coinvolta nell'adesione e nella segnalazione delle cellule B. Validato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA e cross-reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SKAP2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8935
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di SKAP2 umano (NP_003921.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075163
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio