

Anticorpo Policlonale Anti-Skil Coniugato Con Coniglio Per Wb, Elisa - P12757

Numero articolo: CM0029881



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SKIL umano (SnoN/SnoA/SnoI), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per rilevare SKIL in campioni umani, di topo e di ratto. Utile per studi sulla divisione e differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SKIL Rabbit pAb
Note/Alias	SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6498
GeneID	6498
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di SKIL umano (NP_005405.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12757
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio