

Anticorpo Policlonale Anti-Skiv2L2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42285

Numero articolo: CM0026836



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a SKIV2L2 umano (MTR4/DOB1). Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Indagare l'elicasi RNA degli esosomi nella sorveglianza e nel processing dell'RNA nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SKIV2L2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
Specie	Umano
Gene ID	23517
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-304 di SKIV2L2 umano (NP_056175.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P42285
Peso proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio