

Anticorpo Monoclonale Anti-Skp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13309

Numero articolo: CM0011607



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-SKP2, validato per Western blot, immunoistochimica ed ELISA. Riconosce SKP2 umano (Q13309), una proteina F-box che regola la progressione del ciclo cellulare attraverso la degradazione mediata da ubiquitina di p27 e altri substrati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SKP2
Note/Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Specie	Umano
ID Gene	6502
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SKP2 umano (Q13309)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13309
Peso Proteico	48 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio