

Anticorpo Policlonale Anti-Skp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13309

Numero articolo: CM0017469



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SKP2 umano (p45, FBL1). Applicazioni: WB, IF/ICC, ELISA. Peso molecolare previsto: 48 kDa. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Per lo studio della regolazione del ciclo cellulare, la via del proteasoma ubiquitina e i meccanismi antivirali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SKP2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Specie	Uomo
ID gene	6502
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 di SKP2 umano (NP_005974.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13309
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio