

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Skp2 Per Western Blot, If/Icc, Elisa - Q13309

Numero articolo: CM0027712



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato che riconosce SKP2 per la rilevazione in Western blot, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Strumento chiave per la ricerca sul ciclo cellulare e l'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SKP2 Rabbit pAb
Note/Sinonimi	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6502
GeneID	6502
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SKP2 umano (NP_005974.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13309
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio