

Anti-Sla2 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q9H6Q3

Numero articolo: CM0018528



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SLA2 per WB, ELISA. Rileva la SLA2 umana (Src-like-adaptor 2), un regolatore negativo della segnalazione del recettore delle cellule T. Adatto per la ricerca immunologica e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLA2 Coniglio pAb
Note/Alias	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84174
GeneID	84174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-160 della SLA2 umana (NP_115590.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9H6Q3
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio