


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slamf6 Per Wb, Elisa - Q96Du3

Numero articolo: CM0016436



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLAMF6 umano (CD352/NTB-A). Validato per WB ed ELISA. SLAMF6 è un recettore auto-ligando che modula l'attivazione e la differenziazione delle cellule immunitarie. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	SLAMF6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	KALI; NTB-A; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	114836
ID Gene	114836
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-215 di SLAMF6 umano (NP_001171643.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio