

Anticorpo Policlonale Anti-Slamf7 Per Wb Ed Elisa - Q9Nq25

Numero articolo: CM0027885

introduzione

Anticorpo policlonale anti-SLAMF7 (coniglio) per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Bersaglio: SLAM family member 7, un recettore che modula l'attivazione delle cellule immunitarie. Utile per la ricerca immunologica. 37kDa, UniProt Q9NQ25.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SLAMF7
Note/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-226 di SLAMF7 umano (NP_067004.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ25
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio