

Anticorpo Policlonale Anti-Slamf7 Per Wb E Elisa - Q9Nq25

Numero articolo: CM0015816

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SLAMF7 umano (CS1, CD319). Validato per Western blot (WB) e ELISA. Presenta reattività crociata con il topo. Adatto per studiare l'attivazione delle cellule NK e la modulazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLAMF7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	57823
ID genico	57823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-226 di SLAMF7 umano (NP_067004.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9NQ25
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio