

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slamf7 Per Wb, Elisa - Q9Nq25

Numero articolo: CM0020185

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SLAMF7 adatto per WB e ELISA. Rileva SLAMF7 umana e murina, un recettore della famiglia SLAM coinvolto nell'attivazione delle cellule NK e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLAMF7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57823
Gene ID	57823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-226 della SLAMF7 umana (NP_067004.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NQ25
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio