

Anti-Slc12A1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q13621

Numero articolo: CM0013212

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SLC12A1/NKCC2 umano, prodotto contro un peptide sintetico. Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto ionico renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	SLC12A1 Coniglio pAb
Note/Alias	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6557
GenelD	6557
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di SLC12A1 umano (NP_000329.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13621
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio