


Anticorpo Policlonale Anti-Slc12A2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55011

Numero articolo: CM0014621



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC12A2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva NKCC1 umano, di topo, di ratto (131 kDa), un cotrasportatore Na-K-2Cl basolaterale cruciale per il volume cellulare e l'omeostasi ionica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SLC12A2
Note/Alias	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6558
GenelD	6558
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-280 di SLC12A2 umano (NP_001037.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55011
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio