

Anticorpo Policlonale Anti-Slc12A6 Per If/Icc, Elisa - Q9Uhw9

Numero articolo: CM0029643



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'SLC12A6/KCC3 umano. Validato per IF/ICC ed ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sulla regolazione del volume cellulare e sul cotrasporto potassio-cloruro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC12A6 Rabbit pAb
Note/Alias	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9990
GeneID	9990
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-190 dell'SLC12A6 umano (NP_598408.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UHW9
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio