

Anticorpo Policlonale Anti-Slc12A7 Per Wb, Elisa - Q9Y666

Numero articolo: CM0017081



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SLC12A7 validato per WB ed ELISA, reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Targetizza il cotrasportatore K-Cl KCC4, coinvolto nell'omeostasi ionica e nell'udito. Ideale per lo sviluppo di test IVD e la ricerca biomedica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC12A7 Rabbit pAb
Note/Alias	KCC4; SLC12A7
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	10723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di SLC12A7 umano (NP_006589.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y666
Peso della proteina	119 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante