


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Slc14A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13336

Numero articolo: CM0007406



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SLC14A1 umano (trasportatore di urea 1, antigene del gruppo sanguigno JK), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il topo. Ideale per studi sul trasporto dell'urea negli eritrociti e nel dotto collettore renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC14A1 mAb Coniglio
Note/Alias	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6563
GeneID	6563
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 289-389 di SLC14A1 umano. (NP_056949.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13336
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio