


Anticorpo Policlonale Anti-Slc14A1/Trasportatore Dell'urea 1 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q13336

Numero articolo: CM0021465



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC14A1 umano (trasportatore dell'urea 1, antigene del gruppo sanguigno JK). Validato per WB, IHC-P, IF-P e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto dell'urea e della fisiologia renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC14A1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6563
GeneID	6563
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 158-257 di SLC14A1 umano (NP_001295208.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13336
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio