


Anti-Slc16A2 Coniglio Anticorpo Policlonale (Mct8) Per Wb, Elisa - P36021

Numero articolo: CM0027074



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting SLC16A2/MCT8 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce con tessuti umani, murini e ratto, rilevando una banda a 60kDa. Adatto per la ricerca sul trasporto degli ormoni tiroidei e sulla deficienza di MCT8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SLC16A2 Coniglio pAb
Note/Alias	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6567
GeneID	6567
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P36021
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio