

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Slc16A4 Per Wb E Elisa - O15374

Numero articolo: CM0013200

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SLC16A4 umano (MCT4/5), un probabile trasportatore di monocarbossilati. Validato per WB e ELISA con reattività nell'uomo e nel ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	SLC16A4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Specie	Umano
Gene ID	9122 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 388-487 di SLC16A4 umano (NP_004687.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	O15374
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio