

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc16A4 Per Wb, Elisa - O15374

Numero articolo: CM0030399

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC16A4 (MCT4/MCT5) umano, adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Supporta gli studi sui trasportatori dei monocarbossilati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC16A4 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	9122
GenelD	9122
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O15374
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio