


Anticorpo Policlonale Anti-Slc16A7 (Mct2) Per Wb, If/Icc, Elisa - O60669

Numero articolo: CM0015439



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro SLC16A7/MCT2 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva il trasportatore di monocarbossilati 2 in campioni umani e di ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	SLC16A7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MCT2; SLC16A7
Specie	Umana
GeneID (Umano)	9194
GeneID	9194
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	O60669
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio