

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc16A7 (Mct2) Per Wb, Elisa - O60669

Numero articolo: CM0026065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC16A7 (MCT2) umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con ratto. Convalidato per il rilevamento endogeno del trasportatore di monocarbossilati nella ricerca sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SLC16A7 Rabbit pAb
Note/Alias	MCT2; SLC16A7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9194
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 379-478 di SLC16A7 umano (NP_001257551.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	O60669
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio