


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc17A5 Per Wb, Elisa - Q9Nra2

Numero articolo: CM0017063



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC17A5 (Sialin) umano, validato per WB e ELISA con reattività crociata contro topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto lisosomiale e il metabolismo dell'acido sialico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SLC17A5 Rabbit pAb
Note/Alias	SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5
Specie	Uomo
GeneID	26503
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SLC17A5 umano (NP_036566.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NRA2
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio