

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc17A6 Per Wb, If-P, Elisa - Q9P2U8

Numero articolo: CM0016475

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SLC17A6/VGLUT2, adatto per Western blot, immunoprecipitazione-fluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Per la ricerca sul trasporto delle vescicole sinaptiche e dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SLC17A6
Note/Alias	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57084
GeneID	57084
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-582 di SLC17A6 umano (NP_065079.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2U8
Peso Proteico	64 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio