


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Slc18A3 Per If-P, Ihc-P, Elisa - Q16572

Numero articolo: CM0020130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SLC18A3 (VACHT), validato per IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla neurotrasmissione colinergica e sulle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SLC18A3 pAb di coniglio
Note/Alias	CMS21; VACHT; SLC18A3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6572
GeneID	6572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 473-532 di SLC18A3 umano (NP_003046.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q16572
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante